

Diagnostic Imaging Center مركز الأشعة التشخيصية

Post Procedure Instructions for Using Free Style Libre Sensor After MRI

التعليمات الخاصة لإستخدام جهاز فري ستايل ليبري ما بعد فحص الرنين المغناطيسي
(جهاز قياس مستويات السكر اللاصق)

Please read the following instructions
for Using Free Style Libre Sensor before
leaving the Imaging Center:

1. Wait one hour:

Patient/ Participant with Free Style Libre
(2, 2 plus, 3 and 3 plus) sensor must wait
at least (1 hour) after MRI scan, as the MRI
may have temporarily affected its accuracy
and functionality.

Do not rely on sensor readings for at
least one hour after the MRI to ensure
the device has fully returned to normal
operation.

2. Check functionality:

After the hour has passed, you can use your
reader or app as you normally would to
check your glucose readings.

الرجاء قراءة التعليمات التالية الخاصة لجهاز فحص
السكر فري ستايل ليبري اللاصق قبل مغادرة مركز
الأشعة:

1. انتظر ساعة واحدة:

على المريض / المشارك الذي يستخدم جهاز فري ستايل
ليبري (2, 2 Plus, 3 , 3 Plus) الانتظار لمدة ساعة
واحدة على الأقل قبل استخدامه بعد الفحص فقد يكون
التصوير بالرنين المغناطيسي قد أثر مؤقتاً على دقة الجهاز
ووظائفه.

لا تعتمد على قراءات مجس (مستشعر) السكر
لمدة ساعة على الأقل بعد التصوير بالرنين
المغناطيسي لضمان عودة الجهاز إلى العمل بشكل
طبيعي.

2. التحقق من أداء الجهاز:

بعد مرور ساعة واحدة من الفحص، يمكنك استخدام
جهازك أو تطبيقك كالمعتاد للتحقق من قراءات فحص
السكر (الجلوكوز).